

平成 24 年 12 月 10 日

## Dr.Pen Lite スタートパック

ユーザー各位

株式会社ヤマダ電機 法人事業本部  
医療ソリューション部

## Dr.Pen Lite スタートパック Ver2.1.3

### リリースノート

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
弊社電子カルテシステム(以下 **Dr.Pen Lite** スタートパックと記載)の以下の点につきまして、システムを改善/変更いたしましたので、お知らせ致します。 ※        は機能アップ

#### 主な機能追加、修正 : 15 項目

No	業務	機能	内容
1	カルテ	表示	問診票を送信した際に直前に開いていた患者に送信される問題に対応いたしました。
2	カルテ	病名登録	病名登録を行うと入外区分が 0 になる問題に対応いたしました。
3	カルテ	病名登録	一度に 2 つまでの病名しか登録できない問題に対応いたしました。
4	カルテ	オーダー	数量の変更時に日数を変更していなくても容量が変更されるおよび、日数を変更していなくても数量が変更される問題に対応いたしました。
5	記入用紙印刷	印刷	記入用紙がダブって印刷される問題に対応いたしました。
6	会計	会計連携	自費で連携すると初再診が表示・連携される問題に対応いたしました。
7	ORCA	ORCA	2012/11/19 版の Monsiaj に DrPen の機能をマージしました。
8	会計	会計連携	会計連携時に診療行為画面で『診療行為は数量を入力できません』と表示される問題に対応いたしました。
9	カルテ	送信	カルテや問診票を送信時、既に別患者に紐付いている際のメッセージに患者名が表示されない問題に対応いたしました。
10	文書管理	紹介状	紹介状のタイトル、紹介先、診療科医師名の文字数を増やしました。

11	文書管理	紹介状	紹介先情報を DB に保存しました。他端末からも使用できるようにいたしました。
12	オーダー	定型文	定型文で同一の文言の階層を登録できるようにいたしました。
13	文書管理	診断書	性別、年齢を自動的に表示するようにいたしました。
14	文書管理	診断書 紹介状	レイアウトとフォントを変更しました。
15	文書管理	診断書 紹介状	×ボタンを押しても保存されない問題に対応いたしました。

#### 過去の主な機能追加、修正：2 項目 (Ver2.1.2)

No	業務	機能	内容
1	カルテ	表示	Ver2.1.1 適用後のユーザーで、カルテを開いた際にカルテキーボードエラーが発生する問題に対応いたしました。
2	カルテ	表示	2.1.1 適用後のユーザーで、定型文を貼り付けた後でテキストボックスを移動させているとエラーが発生する問題に対応いたしました。

#### 過去の主な機能追加、修正：4 項目 (Ver2.1.1)

No	業務	機能	内容
1	カルテ	表示	カルテに貼りつけたキーボード・シェーマデータの変更が反映されない問題に対応いたしました。
2	入力帳票印刷	印刷	使用済みのアドレスが印刷される問題に対応いたしました。
3	カルテ	表示	問診票・ユーザー 1～5 のタブを開いた時に最新の情報が表示されない問題に対応いたしました。
4	オーダー	送信	病名シートで病名を送信すると ORCA 上で入院病名と判断される問題に対応いたしました。

#### 過去の主な機能追加、修正：23 項目 (Ver2.1.0)

No	業務	機能	内容
1	カルテ	読込	カルテ画面を開くときに発生していたカルテキーボードエラー対応のためデータを DB に格納するようにいたしました。
2	カルテ	転帰	病名をまとめて転帰できるようにいたしました。
3	カルテ	送信	二重紐付けが発生する問題に対応いたしました。

4	カルテ	オーダー	生体検査の一部が検索できない問題に対応いたしました。
5	カルテ	読込	他端末で使用していないのに他端末で使われていますとなり表示できない問題に対応いたしました。
6	会計連携	送信	受付一覧に「時間外区分」を追加しました。「時間外区分」の設定を行い会計連携を行うと、時間外等の加算がORCA上で、自動算定できるようにいたしました。
7	カルテ	オーダー	オーダー表示部分の表示幅を変更しました。
8	カルテ	送信	受け付け一覧からユーザー1～5へ追記送信すると紐付かない問題に対応いたしました。
9	会計連携	送信	自費の患者様でカルテからオーダーを指示していない場合の連携に対応いたしました。
10	会計連携	送信	会計連携時にエラーが発生するとロックファイルが残ったままになっている問題に対応いたしました。
11	カルテ	履歴	病名をダブルクリックすることにより選択可能にいたしました。
12	カルテ	履歴	病名「登録」「変更」のウィンドウの「戻る」ボタンの名称を「閉じる」に修正いたしました。
13	カルテ	記録画面	グリッド表示「種別」、「ユーザーID」、「操作」の表示が縦並びになっている問題に対応いたしました。
14	カルテ	表示	入院カルテをクレドル送信した際に、該当のカルテ画面が表示されない問題に対応いたしました。
15	カルテ	印刷	カルテ参照からカルテ印刷を行った場合に最終ページが印刷されない場合がある問題に対応いたしました。
16	カルテ	表示	オーダータブの過去歴を非表示に設定できるようにいたしました。受け付け一覧画面でShift+Sで設定画面を表示します。
17	カルテ	表示	オーダー歴表示時にカルテを記入した日付のオーダー歴が表示されていない問題に対応いたしました。
18	カルテ	表示	カルテを開いた際に空白のテキストがあるとエラーとなる問題に対応いたしました。
19	ORCA	総括表	44総括表→レセ電→(T99)処理結果の画面の表示が黒くなる問題に対応いたしました。
20	検査結果	保留	検査結果取込保留画面で患者の基本情報が表示されない問題に対応いたしました。
21	検査結果	表示	選択している検査結果の色が赤色だったのを修正いたしました。
22	検査結果	表示	履歴詳細画面で患者の基本情報がコピーできるように修正いたしました。

23	履歴管理	紹介状作成	医師名のデフォルトをログインしている医師名に変更いたしました。
----	------	-------	---------------------------------

### 過去の主な機能追加、修正：2項目 (Ver2.0.12)

No	業務	機能	内容
1	オーダーシート	送信	病名シートで病名を送信した際に特疾患区分が設定されなかった問題点に対応いたしました。
2	文書管理	サムネイル	サムネイル機能のフォルダ管理方法を修正しました。

### 過去の主な機能追加、修正：11項目 (Ver2.0.11)

No	業務	機能	内容
1	カルテ	表示	カルテ参照からカルテを開いた際に性別がおかしくなり、正しく表示されなかった問題点に対応いたしました。
2	カルテ	表示	カルテを送信するとエラーが出て取り込まれない問題点に対応いたしました。
3	オーダーシート	送信	オーダーシートが飛ばない問題点に対応いたしました。
4	カルテ	表示	入院のカルテを保留リストから紐づけようとするエラーがでる問題点に対応いたしました。
5	カルテ	表示	カルテ画面を開き、入院患者のカルテを送信すると診察 exe が落ちる問題点に対応いたしました。
6	受付	受付一覧	受付一覧画面で同一の入院患者の情報が複数行表示される問題点に対応いたしました。
7	その他	リモート接続	ダッシュボードから Packetix が開かず、OMSDesktopVPN が表示される問題点に対応いたしました。
8	カルテ	シート送信	病名シートの送信で『の疑い』・『急性』とついでいても Orca 側では『疑い』・『急性』が付かない状態の問題点に対応いたしました。
9	カルテ	病名登録	カルテの病名タブで登録ボタンを押下しても、登録画面が表示されない問題点に対応いたしました。
10	カルテ	送信	カルテ送信の際のメッセージ表示をオフに切替ても、一覧画面からの送信でメッセージが表示される問題点に対応いたしました。
11	カルテ	キーボード入力	検査結果をコピー&ペースト出来るようになりました。

### 過去の主な機能追加、修正：18項目 (Ver2.0.10)

No	業務	機能	内容
----	----	----	----

1	検査結果	取込	重複検査チェック機能を追加しました。
2	カルテ	病名登録	病名の一覧に転帰区分が表示されない問題点に対応いたしました。
3	オーダーシート	送信	体重別処方シート対応
4	受付	受付一覧	受付一覧で外来から入院に切り替えるとエラーが表示される問題点に対応いたしました。
5	カルテ	送信	問診票が追記出来ない問題点に対応いたしました。
6	患者検索	表示	患者検索画面の生年月日表示がおかしい問題点に対応いたしました。
7	受付	受付一覧	受付一覧のソートが出来ない問題点に対応いたしました。
8	カルテ	送信	受付取消された患者の Anoto 用紙が飛ばない問題点に対応いたしました。
9	患者検索	表示	患者検索を行った際に『該当の患者は以前に診療がありません。』と表示され、診察詳細画面が開けない事がある問題点に対応いたしました。
10	その他	設定	frmMain で職員情報編集時にログイン状態でないのにログインしていますと表示され、情報の編集が出来ない問題点に対応いたしました。
11	患者検索	表示	患者検索時に該当患者が一名しかいない場合は、検索後は『確定』ボタンをアクティブにしました。
12	履歴管理	紹介状作成	紹介状タイトルの編集可能に対応いたしました。
13	履歴管理	紹介状作成	ORCA の職員情報で有効期間切れの職員は紹介状、診断書の一覧に表示しないようにいたしました。
14	履歴管理	紹介状作成	紹介状、診断書には ORCA に登録されている医師名のみ表示に対応いたしました。
15	カルテ	表示	ペンデータ送信後画面が更新されない問題点に対応いたしました。
16	カルテ	オーダー	オーダー入力でセットを選択している状態で、『結果クリア』・『検索クリア』を行うと、検索側のデータの表示がおかしくなる問題点に対応いたしました。
17	カルテ	キーボード入力	キーボード入力で不自然な改行が入る問題点に対応いたしました。
18	文書管理	文書作成	診療情報提供書で患者の住所が長いと 2 行表示されるが、1 行目が上半分切れて表示される問題点に対応いたしました。

### 過去の主な機能追加、修正：6項目 (Ver2.0.9)

No	業務	機能	内容
1	オーダーシート	送信	オーダーシートで小数点を認識しない問題点に対応いたしました。
2	文書管理	表示	サムネイル機能でカルテのページで表示されないページがある問題点に対応いたしました。
3	受付一覧	保留	ユーザー1～ユーザー5のタブに設定されている帳票が、保留リストを開くと全て消去される問題点に対応いたしました。
4	カルテ	表示	オーダー歴、Do 画面でのオーダー一覧のカラムを広げ、背景色を変更しました。
5	カルテ	表示	カルテ送信時に、以前は開いている患者と異なる場合はメッセージが表示されていたが、バージョンアップ後に表示されなくなった問題点に対応いたしました。
6	カルテ	表示	カルテ参照で入院のデータが存在する際に、最終来院日が表示されず、年齢欄も『XX歳XXヶ月』と表示されず、エラーメッセージが表示される問題点に対応いたしました。

### 過去の主な機能追加、修正：4項目 (Ver2.0.8)

No	業務	機能	内容
1	カルテ	オーダー	オーダー検索時に別の項目を選択すると検索文字列を消すようにいたしました。
2	カルテ	表示	受付取り消しされている患者に対してデータを送信するとカルテに表示されない問題点に対応いたしました。
3	カルテ	オーダー	オーダー入力時、画面から複数の剤を登録するとオーダーが登録されない問題点に対応いたしました。
4	履歴画面	表示	履歴管理画面でサマリーとメモを入力しても一覧表に赤●が表示されない問題点に対応いたしました。

### 過去の主な機能追加、修正：28項目 (Ver2.0.7)

No	業務	機能	内容
1	診察	画面解像度	画面の解像度に変更された場合（ノートPCでカルテ表示する場合等）にキーボードデータのサイズ処理がされず、正しく表示されない問題点に対応いたしました。
2	カルテ	データ移行	Dr.PenLite からスタートパックへ移行した際の、キーボードデータ表示文字サイズの適正表示に対応しました。
3	カルテ	表示	1つのページにキーボードとシェーマーが混在すると一部データが正しく表示されない不具合を修正しました。

4	文書管理	文書管理	ダッシュボード、診察、検査画面から文書管理を呼び出せるボタンを追加しました。
5	診察	用法の表示	オーダーの再、用法の表示を頻度順に設定できるようにしました。
6	診察	タブ表示	診察・カルテ参照の「ユーザー1」～「ユーザー5」までのタブ名を修正できるようにしました。
7	診察	病名登録	病名について頻度順の検索ができるようにしました。また、Shift+sの設定画面で1ヶ月から99ヶ月で設定できるようにしました。
8	カルテ	テキストボックス	キーボード入力のテキストボックスについて診察終了後、文字サイズが異なって表示される不具合を修正しました。
9	カルテ	シェーマー	シェーマーシートで送信したデータがテキストボックスを貼りつけた直後にサイズが小さくなってしまふ不具合を修正しました。
10	診察	オーダー入力	用法について、挿入によるデータ修正が行えるようにしました。
11	診察	オーダー入力	オーダー入力のセットタブ以外で、頻度順（降順）の検索・表示を可能としました。Shift+sの設定画面で、対象期間を1ヶ月から99ヶ月で設定できるようにしました。
12	会計	ORCA連携	受付から診療行為画面を開いた場合、会計連携時にエラーメッセージが表示されましたが、エラー表示されないよう修正しました。
13	患者削除	患者削除	ORCA患者登録にて、患者削除をした場合に、設定によりDr.Pen側もカルテが削除できるようにしました。 ※標準設定では、カルテ削除は行いません。
14	カルテ印刷	カルテ印刷	日付指定をした印刷ができるようにしました。
15	カルテ印刷	カルテ印刷	カルテ印刷時にオーダーが印刷されない不具合を修正しました。
16	受付	カルテ入力	受け付け一覧からすでに紐付いている用紙のストロークを送信するとエラーが表示される不具合を修正した。
17	カルテ	スクロールバー	カルテのオーダー、受診歴、病名グリッドで横スクロールバーの操作時にエラーメッセージが表示される不具合を修正しました。
18	カルテ	表示	カルテを開く際にキーボード、シェーマーが表示されないことがあったが、表示されるように修正しました。
19	受付一覧	保険なし	ORCAで保険なし（期限切れ等）の患者を受け付けると、患者が受け付け一覧に表示されない不具合を修正しました。
20	カルテ参照	問診票等	カルテ参照にて問診票等のAnotoイメージを表示するとエラーが発生した不具合を修正しました。
21	メンテナンス	ログイン	メンテナンス画面でログインしていないユーザーがログイン中で表示される不具合を修正しました。



22	カルテ	ペンの色	ペンの色を黒以外に変更できるように修正しました。
23	カルテ	拡大縮小	カルテの拡大、縮小をすると最初に開いた時と縮尺が変わってしまう不具合を修正しました。
24	FmsImport	インポート	複数の帳票をまとめてインポートできるように修正しました。
25	カルテ	カルテ送信	ペンやクレードルからカルテの送信ができなくなる不具合を修正しました。
26	カルテ	DB 取込	Anoto 用紙の DB 取込にちじがローカル端末の日時のため、DB の時間を設定するよう修正しました。
27	カルテ	時間がかかる	カルテを開く際に時間がかかる不具合を修正しました。
28	診察画面	患者検索	患者検索画面で選択した行の背景色が黒色のため、背景色を変更しました。

#### 過去の主な機能追加、修正：1 項目 (Ver2.0.6)

No	業務	機能	内容
1	診察	記録画面	記録画面での Anoto アドレスの表示を行いました。

#### 過去の主な機能追加、修正：17 項目 (Ver2.0.5)

No	業務	機能	内容
1	ペン	送信	クレードルからの送信ができない問題に対応しました。
2	カルテ	定型文	定型文を押すとエラーが発生する問題に対応しました。
3	DB	その他	UTF 文字コードエラーに対応しました。
5	FmsImport	インポート	オーダーシートのインポートができない問題に対応しました。
6	会計連携	エラー多発	会計連携での多発していたエラーに対応しました。
7	その他	リモート	リモートデスクトップセッションが終了しました。表示され接続が切れる問題に対応しました。
8	受付一覧	患者検索	患者検索が遅い問題に対応しました。
9	紹介状	入力	紹介状で半角英数の文字を入力すると改行がおかしくなる。医師名を複数入力できるよう対応してほしい。
10	検査結果表示	表示	検査表示の不具合を修正しています。



11	オーダー入力	表示	オーダー入力のタブ切り替えに時間がかかっている問題に対応しました。
12	紹介状	入力	紹介状の医療機関名称に「ダミー病院名」が入っており、削除できない問題に対応しました。
13	サムネイル	機能	サムネイル機能を搭載しました。
14	その他	患者番号	患者番号補完に対応しました。
15	オーダー入力	表示	オーダー歴ウィンドウのボタンが効かなくなる。 <b>Error2201X:OFFSET</b> は負数であってはなりません。と表示される問題に対応しました。
17	検査	検査結果取込	検査結果取込で、保留ボタンを押すとエラーになる問題に対応しました。